



コンパクトなX線骨密度測定装置のご案内



型式EXA-PRESTO

これまでにないコンパクトな設計と美しい形

寸法 364(W)321(D)633(H)mm

軽量にて移動可能

重量 18.6Kg

測定時間：5秒 操作は簡単

測定方法：pDXA 測定部位：前腕骨

低線量とDXAによる精度な測定

医療機器認証番号：230AIBZX00004000

金額：応相談

《 コンパクト骨密度装置のデモ希望 》

TO : FAX 0285-81-7559

株式会社放技研 宛

下記の通り、コンパクトX線骨密度測定装置のデモを希望致します。

病医院名		担当者名	
住所	〒		
TEL		FAX	
E-mail			
備考			

販売店：株式会社放技研 

〒321-4306 栃木県真岡市台町2348-4

TEL 0285-81-7557 FAX 0285-81-7559

E-mail: mic@abeam.ocn.ne.jp <http://www.hougiken.jp>